



Be Right™



Voda, deionizovaná a demineralizovaná, 4 L

Kat. číslo produktu:	27256
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Demineralizovaná voda, typ 2

Specifická vodivost: $\leq 1 \mu\text{S}/\text{cm}$,

Oxid křemičitý (SiO_2): $\leq 30 \mu\text{g}/\text{L}$,

Chloridy (Cl^-): $\leq 20 \mu\text{g}/\text{L}$,

Tvrdost: Negativní,

Spotřeba KMnO_4 : Negativní

Technické údaje

Platforma:	Roztok
Velikost balenia:	4 L