



Chlorfosfonázo, roztok indikátoru, 500 mL

Kat. číslo produktu:

2589549

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Pro stanovení velmi nízkého rozsahu tvrdosti, 4 - 1 000 µg/L CaCO₃.

Pro stanovení velmi nízkého rozsahu tvrdosti chlorofosfonázovou metodou. Metoda Hach 8374. Rozsah: 4 - 1 000 ug/L Ca a Mg jako CaCO₃. Ideální pro použití s průtočnou kyvetou Hach. Vyžaduje činidlo CDTA, kat. č. 2589636. 500mL lahev

Pohodlí

Rychlé testy s roztoky (Rapid Liquid) využívají ke zjednodušení testování kapalných reagentů, dávkovače na láhvích a průtočné kyvety.

Výkon

Průtočná kyveta tvoří stacionární optický systém, proto rychlé testy s roztoky (Rapid Liquid) poskytují vyšší přesnost než metody, které vyžadují vyjmutí a vložení kyvety.

Efektivita

Rychlé testy s roztoky (Rapid Liquid) jsou ideální pro vysokoobjemové testování.

Technické údaje

Číslo metody:	8374
Název metody:	Chlorfosfonázo
Počet testů:	250
Rozsah měření (2):	4 - 1 000 ug/L CaCO ₃
Velikost balení:	mL