



Súprava sekundárnych štandardov SpecCheck, monochlóramín/vol'ný amoniak

Kat. číslo produktu: 2507500
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Pevné gélové štandardy (súprava 4 vialiek) pripravené na použitie na overenie prístrojov v laboratóriu i v teréne.

Monochlóramín 0,04 - 4,50 mg/L Cl_2 ; voľný amoniak 0,2 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$.

Technické údaje

Koncentrácia:	0.04 – 4.50 mg/L Cl_2
Názov metódy:	Indofenol
Popis:	Monochlóramín/vol'ný amoniak
Veľkosť balenia:	súprava 4 vialiek