



Batoh na prenosné prístroje, veľký, nylon, s kolieskami a kufříky

Kat. číslo produktu: 2990800

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Pre pohodlnú prepravu prenosných prístrojov, príslušenstva a štandardných roztokov.

Praktický

Tento batoh kombinuje moderní styl s inovatívním designem. Umožňuje přenášet potřeby pro měření a mít tak volné ruce.

Prispôsobiteľný

Nastaviteľný príhrádkový systém vám dovolí vytvoriť si vaše vlastné usporiadání pro vybavení podle Vašich potřeb.

Ergonomický

Lehký, silně polstrovaný materiál vám poskytne výjimečnou ochranu během přepravy. Prošíaná zadní strana batohu z polystyrenu je vhodná jak pro krátké, tak i dlouhé měření. Přezka pro upnutí u hrudníku Vám pomůže při přepravě těžšího vybavení.

Teleskopická rukojeť a polstrování poskytují batohu dodatečný komfort. Velký batoh může být také použit jako taška na kolečkách nebo jako batoh s kolečky pro in-line bruslení.

Technické údaje

Dĺžka:	152 mm
Hmotnosť:	Kapacita: 13.6 kg
Materiál:	Nylon, umelé vlákno
Rozmery (V x Š x H):	432 mm x 356 mm x 152 mm