



Tvrđost (Ca), souprava činidel, HR, digitální titrátor

Kat. číslo produktu:

2447500

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Pro stanovení tvrdosti (Ca), 100 - 4 000 mg/L CaCO₃, metoda EDTA.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metoda s digitálním titrátorem používá vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8204
Název metody:	Titrace EDTA
Parameter:	Hardness (Calcium)
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	100 - 4 000 mg/L CaCO ₃
Špeciálne funkcie:	Reagent set, HR, Digital Titrator