



Tvrdost (vápník a celková), souprava činidel, digitální titrátor

Kat. číslo produkta:

2272100

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dodávka do 2 týždňov

Kontaktujte nás



Pro stanovení tvrdosti (Ca) a celkové tvrdosti titrací EDTA digitálním titrátorem. Rozsahy: 10 - 160 a 100 - 4 000 mg/L CaCO₃. Souprava obsahuje: roztok pufru (Hardness 1), CalVer 2 - indikátor vápníku, polštářky s práškem, ManVer 2 - indikátor tvrdosti, polštářky s práškem, hydroxid draselný - roztok (8 N), titrační náplně EDTA (po 1) (0,800 a 0,0800 M).

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metoda s digitálním titrátorem používá vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Názov metódy:

Titrace EDTA

Parameter:

Hardness (Calcium and Total)

Rozsah merania:

10 - 160 mg/L & 100-4000 mg/L CaCO₃

Špeciálne funkcie:

Reagent set, Digital Titrator