



BSK, nutrient, polštářky s pufrém, 6 L, bal./50 ks

Kat. číslo produktu:	1486266
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Reagencie BSK

Pro přípravu ředící vody BSK5. Každý polštárek obsahuje pufr (dle APHA)

a nutrienty k přípravě 6 L ředící vody. Balení po 50 polštářcích.

Technické údaje

Aplikácie:	Příprava ředící vody
Jednotky:	50/pk
Názov metódy:	Ředění
Package settings:	Polštářky s práškem
Parameter:	Biochemická spotřeba kyslíku
Popis:	Nutrienty a pufr
Veľkosť balenia:	50 ks
Vzorec:	Nutrienty a pufr