



Inhibitor nitrifikácie pre BSK, prípravok 2533(TM), TCMP, 500 g

Kat. číslo produktu: 253334
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Reagencie BSK

TCMP – 2-chlór-6 (trichlórmetyl) pyridín (N-Serve), nanesený na inertnom substráte. Použite 0,16 g v 300 mL vzorky na inhibíciu spotreby dusíkatého kyslíka v stanovení BSK 500 g.

Prípadne použite fľašu kat. č. 1704200 s dávkovacím uzáverom, kat. č. 45901.

Technické údaje

Aplikácie:	Inhibitor nitrifikácie (uhlíková BSK)
Číslo metódy:	8043
Package settings:	Fľaša
Platforma:	Nádoba
Počet testov:	2500
Popis:	Inhibitor nitrifikácie
Veľkosť balenia:	500 g
Vzorec:	Trichlormethyl pyridin (TCMP)