



Štandardný roztok chloridu sodného, 100 µS/cm, 500 ml

Kat. číslo produktu:	2971849
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Pro kontroly správnosti a přesnosti při měřeních konduktivity. 49 g/L jako NaCl. 100 µS/cm při 25 °C, 500 mL.

Technické údaje

Koncentrácia:	100 µS/cm
Package settings:	Bottle
Parameter:	Vodivosť
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (protect from light)
Popis:	Chlorid sodný, 100 µS/cm, 500 ml
Špeciálna poznámka:	Observed shelf life after opening, following recommended storage and use: 3 months
Veľkosť balenia:	500 mL