



Zdroj UV, krátkovlnný, 254 nm, žárovka 2,125"

Kat. číslo produktu:	2671000
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Krátkovlnné (254 nm) UV lampy pro terénní nebo laboratorní použití. V laboratoři lze použít oba zdroje s napájecím zdrojem (2670700 115 V/60 Hz nebo 2670702 220 V/50 Hz).

Oba zdroje (2671000 a 2670800) jsou fyzicky identické s výjimkou žárovky a délky kabelu (ty jsou u verze 1,75" kratší). POZNÁMKA: Není určeno pro použití v mikrobiologických aplikacích. Zdroj UV obsahuje rtuť. Likvidujte ji v souladu se státními, místními nebo federálními předpisy.

Technické údaje

Velikost balení:	1 každá
------------------	---------