



Pipetovacie špičky, pipeta Tensette 1970001, 0,1 - 1,0 mL, 1000/bal.

Kat. číslo produktu:	2185628
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

S pipetami Tensette od spoločnosti Hach môžete vykonávať presné a úsporné pipetovanie. Jednokanálové vzduchom tlačené pipety sa dodávajú v dvoch modeloch: objemy 0,1 - 1,0 mL (s prírastkami po 0,1 mL) alebo 1,0 - 10,0 mL (s prírastkami po 1,0 mL). Výber objemu jednoduchým otočením hlavice.

Technické údaje

Veľkosť balenia: 1000 /bal.