



Elektronická pipeta Tensette plus s variabilným objemom

Kat. číslo produktu:

BBP087

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Vynikajúca presnosť: elektronická pipeta Tensette plus

Elektronická pipeta, variabilný objem 0,2 - 5,0 mL, spolu so stojanom, batériou a zdrojom napájania

Špičky sa predávajú samostatne.

Intuitívna navigácia v ponuke

Vopred naprogramované objemy na kyvetové testy LCK

Presná a spoľahlivá

Jednoduchá a bezpečná manipulácia

Technické údaje

Obsah balenia: Elektronická pipeta, 0,2 – 5,0 mL, stojan, batéria, zdroj napájania, základná príručka.

Špičky nie sú súčasťou balenia a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

Obsah balenia

Elektronická pipeta, 0,2 – 5,0 mL, stojan, batéria, zdroj napájania, základná príručka. Špičky nie sú súčasťou balenia a je potrebné ich zakúpiť samostatne.