



Kyvetový test CHSK - ISO 15705, 0 - 150 mg/l O₂

Kat. číslo produktu:

LCI500

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Oficiálne schválené pre testovanie limitov plnenia požiadaviek. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné koncentrácie podľa vzorca schváleného ISO

Extrémne presné

Preddávkované a pripravené na použitie

Bez styku s toxickými reagensiami

Likvidačný/recyklačný servis

Technické údaje

Názov metódy:	ISO 15705
Parameter:	CHSK
Platforma:	LCK
Počet testov:	24 testy, jeden blank
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C (chráňte pred svetlom)
Popis:	Chemická spotreba kyslíku
Požadovaný rozklad:	Áno
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0 - 150 mg/L O ₂
Standardní metoda:	ISO 15705