



Kyvetový test pre CHSK pre vzorky s vysokým obsahom chloridov

Kat. číslo produktu:

LCK1014

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Merací rozsah: 100 - 2000 mg/l O₂

Preddávkované reagentie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení.

Oficiálne schválené pre testovanie limitov plnenia požiadaviek. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Parameter:	CHSK (pro vzorky do 4000 mg/L chloridů)
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C (chráňte pred svetlom)
Popis:	Chemická spotreba kyslíku
Požadovaný rozklad:	Áno
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	100 - 2000 mg/L O ₂
Truecal:	Áno