



## Kyvetový test na stanovenie draslíka, 5 - 50 mg/l K

Kat. číslo produktu:

LCK228

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



### Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické vyhodnotenie, krabica obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Vhodné aj pre analýzy na kontrolu povolených limitov. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

**Presné a spoľahlivé výsledky**

**Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí**

**Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí**

**Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri**

**Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania**

---

### Technické údaje

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Názov metódy:          | Kalignost              |
| Parameter:             | Draslík                |
| Platforma:             | LCK                    |
| Počet testov:          | 25                     |
| Podmienky skladovania: | 15 - 25 °C             |
| Prístroj:              | DR3900, DR6000, DR1900 |
| Rozsah merania:        | 5 - 50 mg/L K          |