



Kyvetový test pre kyselinové pomed'ovanie kúpeľom, 2-100 g/l Cu

Kat. číslo produktu:

LCK229

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Technické údaje

Názov metódy:	Skutočná farba kúpeľa
Parameter:	Meď
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	Kyselinové pomed'ovanie kúpeľom
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	2 - 100 g/L Cu