



Kyvetový test pre stanovenie niklu v kyslých galvanických kúpeľoch, 5 - 120 g/l Ni

Kat. číslo produktu:

LCK237

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Technické údaje

Názov metódy:	Skutočná farba kúpeľa
Parameter:	Nikel
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	Kyselinové poniklovanie, kúpeľ v sírane nikelnatom a sulfamáte nikelnatom
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	5 - 120 g/L Ni