



Kyvetový test pre fotometrickú jódovú skúšku (MEBAK)

Kat. číslo produktu:

LCK240

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Pre hodnoty jódového čísla 0,2>

Technické údaje

Názov metódy:	MEBAK II
Parameter:	Fotometrická jódová skúška (PIS)
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	analogická metóda MEBAK
Prístroj:	DR6000
Rozsah merania:	> 0,2