



Kyvetový test na alkohol, 0,01 - 0,12 g/l

Kat. číslo produktu: LCK300
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagencií, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagentie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické vyhodnotenie, krabička obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé výsledky

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagencií

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagencií

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	Alkoholoxidáza (enzymatická)
Parameter:	Alkohol
Platforma:	LCK
Počet testov:	24 (test zahŕňa nulový roztok)
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávať v chlade)
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,01 - 0,12 g/L