



Kyvetový test pre chróm (trojmocný a šesťmocný) 0,03 - 1,0 mg/l Cr

Kat. číslo produktu:

LCK313

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagentie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Parameter:	Chróm
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávať v chlade)
Popis:	Šesťmocný a celkový chróm
Požadovaný rozklad:	Áno, pre celkový chróm
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,03 - 1,0 mg/L Cr VI
Rozsah merania (2):	0,03 - 1,0 mg/L Celkový Cr
Soulad s EPA:	N/A
Špeciálna poznámka:	Test obsahuje mineralizáciu celkového chrómu