



Kyvetový test pre fluorid 0,1 – 2,5 mg/l F

Kat. číslo produktu:

LCK323

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Pripravené na použitie, záruka maximálnej bezpečnosti, jednoduchá manipulácia, systém fotometrického hodnotenia a šetriace životné prostredie

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	SPADNS
Parameter:	Fluorid
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,1 - 2,5 mg/L F
Soulad s EPA:	N/A