



## Kyvetový test na stanovenie horčíka 0,5 - 50 mg/l Mg

Kat. číslo produktu: LCK326  
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás  
Dostupné

### Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagencií, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagenty pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické vyhodnotenie, krabička obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

#### Presné a spoľahlivé výsledky

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagencií

#### Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagencií

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

---

### Technické údaje

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Názov metódy:          | Metalftaleín           |
| Parameter:             | Horčík                 |
| Platforma:             | LCK                    |
| Počet testov:          | 25                     |
| Podmienky skladovania: | 15 - 25 °C             |
| Prístroj:              | DR3900, DR6000, DR1900 |
| Rozsah merania:        | 0,5 - 50 mg/L Mg       |
| Soulad s EPA:          | N/A                    |