



Kyvetový test pre draslík 8 - 50 mg/l K

Kat. číslo produktu:

LCK328

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagencií, maximálna bezpečnosť.

Pripravené na použitie, záruka maximálnej bezpečnosti, jednoduchá manipulácia, systém fotometrického hodnotenia a šetriace životné prostredie

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagencií

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagencií

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	Kalignost
Parameter:	Draslík
Platforma:	LCK
Počet testov:	24 (test zahŕňa nulový roztok)
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	8 - 50 mg/L K
Soulad s EPA:	N/A