



Kyvetový test pre nikel 0,1 - 6,0 mg/l Ni

Kat. číslo produktu:

LCK337

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagencií, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagentie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagencií

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagencií

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	DIN 38406-E11
Parameter:	Nikel
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Požadovaný rozklad:	Áno, pre celkový nikel
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,1 - 6,0 mg/L Ni
Soulad s EPA:	N/A
Špeciálna poznámka:	Na mineralizáciu celkového niklu použite súpravu CRACK SET LCW902.