



Kyvetový test pre fenoly, 5 - 150 mg/L

Kat. číslo produktu:

LCK346

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Pripravené na použitie, záruka maximálnej bezpečnosti, jednoduchá manipulácia, systém fotometrického hodnotenia a šetriace životné prostredie

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	ISO 6439-1990, DIN 38409 H16
Parameter:	Fenoly
Platforma:	LCK
Počet testov:	24 (test zahŕňa nulový roztok) 24 (test obsahuje nulový roztok)
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávať v chlade)
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	5 - 150 mg/L Fenoly
Soulad s EPA:	N/A