



Kyvetový test na stanovenie striebra 0,04 - 0,8 mg/l Ag

Kat. číslo produktu:

LCK354

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické vyhodnotenie, krabička obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé výsledky

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	Metóda Hach
Parameter:	Striebro
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,04 - 0,8 mg/L Ag
Soulad s EPA:	N/A