



Kyvetový test na stanovenie škrobu, 2 - 150 mg/l

Kat. číslo produktu:

LCK357

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Preddávkované reagentie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické vyhodnotenie, krabička obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Technické údaje

Názov metódy:	Metóda Hach
Parameter:	Škrob
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	kyvetový test na stanovenie rozpustného škrobu
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	2 - 150 mg/L Škrob
Soulad s EPA:	N/A