



Kyvetový test na stanovenie cínu 0,1 - 2 mg/l Sn

Kat. číslo produktu:

LCK359

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagencií, maximálna bezpečnosť.

Preddávkové reagenty pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické vyhodnotenie, krabička obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé výsledky

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagencií

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagencií

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	Pyridínfluoron (PYF)
Parameter:	Cín
Platforma:	LCK
Počet testov:	24 (test zahŕňa nulový roztok)
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávať v chlade)
Popis:	rozpuštný cín
Požadovaný rozklad:	áno
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,1 - 2,0 mg/L Sn
Soulad s EPA:	N/A
Špeciálna poznámka:	Výraz „rozpuštný cín“ odkazuje na komplexné alebo nerozpustené zlúčeniny cínu (napríklad komplex cín-NTA), ktoré je možné skonvertovať na rozpuštnú formu v prostredí kyseliny chlorovodíkovej za prítomnosti oxidačného činidla. Rozpustené ióny dvojmocného a štvormocného cínu