



Kyvetový test na stanovenie TOC (diferenčná metóda), 2 - 65 mg/l C

Kat. číslo produktu:

LCK380

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické vyhodnotenie, krabička obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Vhodné aj pre analýzy na kontrolu povolených limitov. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	DIN 38409-H3
Parameter:	TOC
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	Celkový organický uhlík
Požadovaný rozklad:	áno
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	2 - 65 mg/L C
Rozsah merania (2):	TC 12 - 75 mg/L C
Soulad s EPA:	N/A