



Kyvetový test na stanovenie celkového organického dusíka (metóda odkalenia), 300 - 3000 mg/l C

Kat. číslo produktu:

LCK387

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 1 týždňa



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Oficiálne schválené pre testovanie limitov plnenia požiadaviek. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	EN 1484, DIN 38409-H3
Parameter:	TOC
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávať v chlade)
Popis:	Celkový organický uhlík
Požadovaný rozklad:	áno
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	300 - 3000 mg/L C
Soulad s EPA:	N/A
Standardní metoda:	EN 1484