



Kyvetový test na stanovenie uhličitanu/oxidu uhličitého, 55 - 550 mg/l CO₂

Kat. číslo produktu:

LCK388

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Pripravené na použitie, maximálna bezpečnosť, jednoduchá manipulácia a fotometrické vyhodnocovanie, šetrné k životnému prostrediu

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	Indikátor pH
Parameter:	Uhličitan/oxid uhličitý
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Požadovaný rozklad:	áno
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	55 - 550 mg/L CO ₂
Soulad s EPA:	N/A