



Kyvetový test pre zostatkovú tvrdosť vody, 0,02 - 0,6° dH

Kat. číslo produktu:

LCK427

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	Metalftaleín
Parameter:	Tvrdosť vody, zvyšková
Platforma:	LCK
Počet testov:	24 (test zahŕňa nulový roztok)
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	Tvrdosť vody, vápnik/horčík
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,02 - 0,6 °dH stupeň tvrdosti vody
Rozsah merania (2):	0,1 - 2 mg/L Ca
Soulad s EPA:	N/A