



Kyvetový test na stopové prvky železa 0,01 – 1,0 mg/L Fe, 20 testů

Kat. číslo produktu:

LCK521

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché použitie s fotometrickou koncovkou, všetko potrebné v balení. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Pohodlná manipulácia s 50 mm hranatými kyvetami + Dosicaps

Nejvyšší přesnost pro analýzu ultra nízkých koncentrací

Technické údaje

Názov metódy:	ISO 6332-1988, DIN 38406 E1-1
Parameter:	Železo, stopová koncentrácia
Platforma:	LCK
Počet testov:	20
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	50 mm kyvetový test na stopové koncentrácie železa
Požadovaný rozklad:	Áno, na stanovenie celkového železa
Prístroj:	DR3900, DR6000
Rozsah merania:	0,01 - 1,0 mg/L Fe
Špeciálna poznámka:	Na mineralizáciu celkového železa použite súpravu Crack Set LCW902