



Kyvetový test pre CHSK, 100 - 600 mg/l O₂

Kat. číslo produktu:

LCK714

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Pripravené na použitie, maximálna bezpečnosť, jednoduchá manipulácia i fotometrické vyhodnocovanie, šetrné k životnému prostrediu, schválené pre testovanie limitov plnenia požiadaviek

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Čiarový kód kyvety pre automatickú detekciu vo fotometri a kalibráciu Truecal

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Parameter:	CHSK
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C (chráňte pred svetlom)
Popis:	Chemická spotreba kyslíku
Požadovaný rozklad:	áno
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	100 - 600 mg/L O ₂
Truecal:	Áno