



Kyvetový test na stopové koncentrácie zinku, 0,02 – 0,8 mg/l Zn

Kat. číslo produktu:

LCS360

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Kyvetové testy Hach: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Pripravené na použitie, záruka maximálnej bezpečnosti, jednoduchá manipulácia, systém fotometrického hodnotenia a šetriace životné prostredie

Technické údaje

Názov metódy:	PAR
Parameter:	Zinok, stopová koncentrácia
Platforma:	LCK
Počet testov:	24 (test zahŕňa nulový roztok)
Podmienky skladovania:	15 - 28 °C
Požadovaný rozklad:	Áno, pre celkový zinok
Rozsah merania:	0,02 - 0,8 mg/L Zn
Špeciálna poznámka:	Na mineralizáciu celkového zinku použite súpravu Crack Set LCW902