



Reagenčná súprava na stanovenie hydrazínu, 0,01 - 2,0 mg/l N₂H₄

Kat. číslo produktu:

LCW025

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Pro stanovení hydrazinu metodou 4-dimethylaminobenzaldehydu.

Technické údaje

Názov metódy:	4-dimethylaminobenzaldehyd
Parameter:	Hydrazín
Počet testov:	60
Podmienky skladovania:	15 °C až 25 °C
Popis:	Reagenčná súprava na stanovenie hydrazínu
Rozsah merania:	0,01 - 2,0 mg/L N ₂ H ₄