



Reagenčná súprava na stanovenie kyseliny siričitej, 0,01 - 0,8 mg/l SiO₂

Kat. číslo produktu:

LCW028

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Alebo 0,005 - 0,4 mg/l Si

Technické údaje

Názov metódy:	Molybdénová modrá
Parameter:	Kyselina kremičitá
Počet testov:	50
Podmienky skladovania:	15 °C - 25 °C
Popis:	Reagenčná súprava na stanovenie kyseliny kremičitej/kremíka
Rozsah merania:	50 mL
Rozsah merania (2):	0,005 - 0,4 mg/L Si
Špeciálne funkcie:	50 tests