



Membránová filtračná súprava s 50 membránovými filtrami 1,2 µm

Kat. číslo produktu:	LCW904
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Súprava obsahuje 50 špeciálnych filtračných membrán (1,2 µm) a jednu jednorazovú striekačku (10 ml). Pre filtráciu turbídnych vzoriek na stanovenie rozpustených prídavných látok.

Technické údaje

Parameter:	Membránová filtračná súprava (1,2 µm)
Počet testov:	50
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	Predúprava vzoriek pre zakalené vzorky
Špeciálna poznámka:	Súprava obsahuje 50 špeciálnych filtračných membrán (1,2 µm) a jednu jednorazovú striekačku (10 ml)