



súprava na mineralizáciu vzorky pred stanovením celkového striebra

Kat. číslo produktu:

LCW954

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Predúprava vzorky pred stanovením celkového striebra

Technické údaje

Parameter:	Mineralizačná súprava na striebro
Počet testov:	24
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	Súprava na mineralizáciu vzorky pred stanovením celkového striebra kyvetovým testom LCK354