



LT20 BSK₅ termostat

Kat. číslo produktu:

LTV073

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Termostat s krytom, možnosť nastavenia na 20 °C ±1 °C, až na 27 kyviev BSK.

Technické údaje

Hmotnosť:	4 kg
Podmienky skladovania:	-20 - 60 °C max. 80 % relative humidity, non-condensing
Poistka:	T 315 mA L; 250 V (x 2)
Požiadavky na napájanie (Hz):	50 Hz
Požiadavky na napájanie (V):	230 V
Prevádzková teplota:	10 - 30 °C max. 80 % relative humidity, non-condensing
Rozmery (V x Š x H):	185 mm x 200 mm x 230 mm
Spotreba energie:	65 VA
Záruka:	24 mesiacov