



LT200 Suchý termostat s 1 blokom, 9 × 13 mm/2 × 20 mm

Kat. číslo produktu: LTV082.99.10002

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Termostat LT200 pre štandardné a špeciálne mineralizácie

Predprogramované pre všetky štandardné rozklady a programovateľné pre užívateľské rozklady

Otvory 9 × 13 mm a 2 × 20 mm
Integrovaný ochranný kryt
Svetlý digitálny displej na zobrazenie zvyšného času/teploty a pokynov pre operátora
3 vopred vložené a 6 voľne programovateľných programov
Nastavenia teploty v rozsahu od 37 °C do 150 °C v krokoch po 1 °C, nastavenie času v rozsahu od 1 do 480 min.

Vysoká flexibilita

Vynikajúca reprodukovateľnosť

Jednoduchá manipulácia

Technické údaje

Bezpečnostné kontroly:	CE, cTUVus
Hmotnosť:	2 kg
Jazyky manuálu:	anglický, francúzsky, nemecký, taliansky, španielsky, holandský, švédsky, dánsky, poľský
Jazyky užívateľského rozhrania:	anglický, francúzsky, nemecký, taliansky, španielsky, holandský, švédsky, poľský
Max. prevádzková vlhkosť:	90 %
Počet kyviet:	2 x 20 mm priemer
Podmienky skladovania:	-40 - 60 °C
Požiadavky na napájanie (V):	115/220 V AC
Prevádzková teplota:	10 - 45 °C
Programy pre ohrev:	Vopred naprogramovaný na 40 °C, 100 °C, 148 °C s možnosťou výberu 37 - 150 °C, 1 - 480 min.
Rozlíšenie displeja:	5 x 7 Bodová matica
Rozmery (V x Š x H):	145 mm x 250 mm x 310 mm

Rýchlosť ohrevu:	z 20 - 148 °C za 10 minút
Sieťové spojenie:	50 - 60 Hz trieda ochrany I
Teplotná stabilita:	± 1 °C v súlade s metódami EN, ISO, EPA
Typ displeja:	LCD
Užívateľské programy :	6 voľných programov teploty/času
Užívateľské rozhranie:	3 softvérové klávesy
Veľkosť displeja:	2 x 16 znakov
Záruka:	24 mesiacov