



Pipetové špičky 1,0 - 5,0 ml

Kat. číslo produktu:

LYW787

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Pipetové špičky 1,0 - 5,0 ml na pipety s variabilným objemom 1,0 - 5,0 ml, pipety s fixným objemom 0,2 ml a elektronické pipety 0,2 - 5,0 ml

Technické údaje

Popis:

Pipetové špičky (1,0 - 5,0 ml) pre BBP065, BBP164 a BBP087

Veľkosť balenia:

1000 ks