



## DREL Kompletné laboratórium na kontrolu vody

Kat. číslo produktu:

LZV729

### **ZASTARANÁ POLOŽKA**

Táto položka už nie je dostupná.

Prenosné laboratórium na kontrolu kvality vody obsahuje spektrofotometer DR 2800 vrátane batérie a kyviet, kufor na prístroj, kufor na reagentie a príslušenstvo, sadu reagensí a príslušenstva.

V dnešnej dobe je nevyhnutné vykonávať analýzy prakticky všade. Prenosné laboratórium obsahuje všetko potrebné na presné merania.

Efektívna technológia merania, praktické príslušenstvo a reagentie pripravené na použitie sa vyžadujú aj v teréne. Integrovaný pracovný povrch umožňuje bezpečne a jednoducho vykonávať analýzy na ľubovoľnom mieste.

**Kompletné laboratórium na kontrolu vody na použitie v teréne vrátane fotometra, digitálneho titrátoru a elektrochemických metód**

**Univerzálne a robustné**

**Jednoduchá manipulácia s predpripravenými číidlami**

---

### Technické údaje

|              |                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsahuje:    | VIS spektrofotometer DR 2800 (LPV422.99.00001), kufor na prístroj (5838500), kufor na reagentie (5839100), súprava reagensí (2923200), súprava príslušenstva (2923400) |
| Vodeodolné?: | 340 nm - 900 nm                                                                                                                                                        |
| Záruka:      | 2 roky                                                                                                                                                                 |