



Be Right™



Aplikačný softvér DR 6000 na analýzy v pivovaroch

Kat. číslo produkta:

LZV936

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Doplnkový analytický softvér pre pivovary LZV936 predstavuje kompliaciu všetkých spektrofotometrických aplikácií, ktoré sú relevantné pre analýzy v pivovaroch.

Aplikačný softvér obsahuje 12 programov pre analýzu v pivovarníctve, ktoré je možné nahrať do spektrofotometra prostredníctvom rozhrania USB. Programy vychádzajú z publikovaných a zaužívaných metód MEBAK, obsahujú postupy a výpočty pre parametre: antokyanogény, železo, prchavé fenoly, jednotky horkosti, fotometrickú jódovú skúšku, číslo kyseliny tiobarbiturovej (TAN), voľný aminodusík, reduktóny, vicinálne diketóny.