



pH electrode for general use, 10 m fixed cable

Kat. číslo produktu:	LZX472
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Suitable for pH measurements in waste water treatment plants. Without in-built temperature element.

Technické údaje

Aplikácie:	Wastewater
Dĺžka:	140 mm
Dĺžka kábla:	10 m fixed cable
Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO ₃ Gel
Hĺbka ponoru:	105 mm
Konektor:	Pevný kabel
Membrána:	Double ring diaphragm, porous PTFE
Prevádzková teplota:	0 - 80 °C
Reference system:	Ag/AgCl
Referenčná elektróda:	Ag/AgCl
Rozsah merania:	0 - 14 pH
Rozsah tlaku:	3,5 bar
Teplotný senzor:	None
Záruka:	6 mesiacov