



Chain mount kit PVC for electrochemical sensor (1" NPT)

Kat. číslo produktu: LZX914.99.12200

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Technické údaje

Délka:	600 mm
Materiál:	CPVC
Procesné pripojenie:	Montážní držák z nerezové oceli pro instalaci na zábradlí (max. průměr 2") nebo betonovou stěnu
Procesné spojenie:	Vnitřní závit 1"
Špeciálna poznámka:	for the installation in tanks and open channels