




Montážna súprava guľového plaváka PVC pre 1" elektrochemické sondy

Kat. číslo produktu: LZX914.99.42200

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 1 týždňa

Montážne príslušenstvo na jednoduchú inštaláciu sond na okraj nádrže (zábradlie alebo stena). Tyč s guľovým plavákom a otočnou a výkyvnou konzolou. Používa sa na miestach s premenlivými hladinami vody.

Technické údaje

Dĺžka:	Nastaviteľná hĺbka ponoru 2300 mm
Materiál:	Guľový plavák: PVC
Priemer:	48 mm
Procesné pripojenie:	Svorka z CPVC a montážna konzola z nehrdzavejúcej ocele na inštaláciu na zábradlie (max. priemer 2") alebo betónovú stenu
Procesné spojenie:	1" vnútorný NPT závit
Špeciálna poznámka:	Zloženie: súprava tyče (2,3 m potrubie, plavák, skrutkovací uzáver atď.) otočná a výkyvná konzola (276G1200) adaptér sondy (LZY276)