



Tyčová inštalačná armatúra pre sondu rozpusteného kyslíka, s otočným čapom, 1" NPT, nerezová tyč 2 m

Kat. číslo produktu: LZY714.99.21820
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Tyčová inštalačná armatúra z nerezovej ocele pre sondu rozpusteného kyslíka s palcovým závitom NPT vrátane otočného čapu a 2 m nerezovej tyče. Vhodná pre všetky sondy LDO sc (LXV416.99.20xx1).

Technické údaje

Dĺžka:	Tyč: 2000 mm
Hmotnosť:	Len vyťahovacia časť: 4.9 kg
Materiál:	Zmáčané časti: tyč z nerezovej ocele 1.4301; adaptér sondy z PVC; sada šróbov z nerezovej ocele.
Priemer:	40 mm
Prístroj:	Vhodné pre všetky sondy rozpusteného kyslíka s palcovým závitom NPT.