



Tyčová inštalačná armatúra pre sondu rozpusteného kyslíka, konzola 24 cm, PVC tyč 2 m

Kat. číslo produktu: LZY714.99.22810

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Tyčová inštalačná armatúra z PVC pre sondu rozpusteného kyslíka s palcovým závitom NPT vrátane 24 cm nerezovej konzoly a 2 m tyče z PVC. Vhodná pre všetky sondy LDO sc (LXV416.99.20xx1).

Technické údaje

Dĺžka:	Tyč: 2000 mm
Hmotnosť:	Len vyťahovacia časť: 2.5 kg
Materiál:	Zmáčané časti: tyč z PVC; adaptér sondy z PVC; sada šróbov z nerezovej ocele.
Priemer:	40 mm
Prístroj:	Vhodné pre všetky sondy rozpusteného kyslíka s palcovým závitom NPT.