



Tyčová inštalačná armatúra pre sondu pH, konzola 10 cm, nerezová tyč 2 m

Kat. číslo produktu: LZY714.99.23920

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Tyčová inštalačná armatúra z nerezovej ocele pre sondy pH s palcovým závitom NPT vrátane 10 cm nerezovej konzoly a 2 m nerezovej tyče. Vhodná pre všetky pH sondy s palcovým závitom NPT ako 1200-S sc (LXV426.99.10001) a pH-D-S sc pH (LXV427.99.10001).

Technické údaje

Dĺžka:	Tyč: 2000 mm
Hmotnosť:	Len vyťahovacia časť: 4.9 kg
Materiál:	Zmáčané časti: tyč z nerezovej ocele 1.4301; adaptér sondy z PVC; sada šróbov z nerezovej ocele.
Priemer:	40 mm
Prístroj:	Vhodné pre všetky sondy pH s palcovým závitom NPT.